





Set de diagnóstico

ML49241



Espejos N°5

- Plano de Ø 24 mm.
- Caja de 12 unidades.



• Cone socket

Sin rodio	ML42908
Con rodio	ML42909



• Rosca europea

Sin rodio	ML42913
Con rodio	ML42918



Mangos para espejo

- Octogonal Cone Socket

ML42917

- Redondo Cone Socket


ML42949

- Octogonal de rosca europea


ML42950



Pinzas



Exploradores



Porta Clamps

ML46351



Perforador de Diques

ML46361



Jeringa

ML44710




Porta Matrices

ML46305


- Universal Tofflemire




Espátulas



Excavadores



Obturadores



**acero
ETERNO**

La calidad no es casualidad...
del mejor acero, la mayor
durabilidad y resistencia.

Periostótomos




Sonda



Limpiador



Curetas



Separador de mejillas, lengua o colgajos





Hojas de Bisturí

15C	ML41025
12D	ML41023
11	ML41021
12	ML41022
15	ML41024
20	ML41019



Mango de Bisturí



· Plano

ML41003



· Redondo

ML41005-L



Pinzas de Disección



· Plana 14,5 cm

ML45714



· Dentada 14,5 cm

ML45722



· Adson 12 cm

ML45641



Pinzas Hemostáticas Halstead-Mosquito



· Curva 12,5 cm

ML45624



· Recta 12,5 cm

ML45758



Tijeras para Encía

TC · Set de tijeras Super Cut



ML47132



· Curvas 12 cm

ML47009

· Rectas 12 cm

ML47003



Porta Agujas

TC · TC = Carburo de Tungsteno



· TC · Crile-Wood · 15 cm

ML45940



· Mayo · 16 cm

ML45948



· TC · Castroviejo · 14 cm

87654321 | 12345678
87654321 | 12345678

- SISTEMA PALMER:
- Una línea vertical, que representa la línea media, separa los cuadrantes izquierdos de los derechos.
 - Una línea horizontal separa los cuadrantes superiores de los inferiores.
 - Los dientes permanentes se designan del 1 al 8 (desde la línea media) y los dientes temporales con letras desde la "a" a la "e".



Fórceps

321 | 123

· Incisivos y caninos superiores · 150



ML43301

76 | 67


· Pico de loro · 86



ML43404

54 | 45

· Premolares inferiores · 13



ML43314

54 | 45

· Premolares superiores · 150A



ML43308

76 |

· Molares superiores · 18 R



ML43318

67 |

· Molares superiores · 18L



ML43322

8 | 8

· Cordales superiores · 67A



ML43378

8 | 8

· Cordales inferiores · 79



ML43391

· Raíces o restos radiculares superiores · 68



ML43432

· Raíces o restos radiculares inferiores · 69



ML43429



Fórceps Infantiles

· Incisivos superiores



ML43443-L

· Molares superiores




ML43445-L

· Incisivos inferiores



ML43446-L


· Molares inferiores



ML43447-L



Botadores



Elevadores



By  **Intensiv** specially for
Swiss Dental Products






Fresas de diamante natural

Precisión, durabilidad, corte, eficacia...

FORMAS




LEYENDA

Símbolos			
			
Preparación de cavidades	Preparación de prótesis	Acabado de restauraciones	Angulación de la punta

Grano	Métrica
Coarse · Grueso	125 µm
Medium · Medio	80 µm
Fine · Fino	40 µm



Bola


801 · Bola		
ISO Ø 1/10 mm		
FG		
Grano Grueso		
Grano Medio		
Grano Fino		
	C Coarse	
	M Medium	
	F Fine	
	012	014
	016	018
	023	029
	ML23401	ML23401-4
	ML22903	ML21006
	ML23455-2	ML23455-4
	ML22905	ML23455-6
	ML21008	ML23455
	ML20210	ML23456
	ML20215	ML23457



801L · Bola larga	
ISO Ø 1/10 mm	
FG	
L (mm)	016
Grano Grueso	
Grano Medio	
Grano Fino	
	C Coarse
	M Medium
	F Fine
	ML23401-L
	ML20213
	ML23455-L



Cono Invertido

805 · Cono invertido	
ISO Ø 1/10 mm	
FG	
L (mm)	012
Grano Grueso	
Grano Medio	
Grano Fino	
	C Coarse
	M Medium
	F Fine
	012
	014
	016
	ML23449
	ML23449-1
	ML23449-6
	ML21027
	ML20228
	ML20229
	ML23482-2
	ML23482-4
	ML23482-6



807 · Cono invertido largo	
ISO Ø 1/10 mm	
FG	
L (mm)	012
Grano Grueso	
Grano Medio	
Grano Fino	
	C Coarse
	M Medium
	F Fine
	012
	016
	018
	ML23402-2
	ML23402-6
	ML23402-8
	ML20243
	ML20246
	ML20247
	ML23481-2
	ML23481-4
	ML23481-6



Pera

830 · Pera

ISO Ø 1/10 mm			
FG	010	012	014
L (mm)	3,0	3,0	3,0
Grano Grueso	C Coarse	ML23404	ML23405
Grano Medio	M Medium	ML20305	ML21106
Grano Fino	F Fine	ML23483-0	ML23483-2
		ML23483-4	



830L · Pera larga

ISO Ø 1/10 mm		
FG	012	014
L (mm)	4,2	4,5
Grano Grueso	C Coarse	ML23405-L
Grano Medio	M Medium	ML20300
Grano Fino	F Fine	ML23462-2
		ML23462-1



Cilíndricas



835KR · Cilindro corta-borde redondeado

ISO Ø 1/10 mm			
FG	010	012	014
L (mm)	4,0	4,0	4,0
Grano Grueso	C Coarse	ML23412	ML23413
Grano Medio	M Medium	ML20321-0	ML20321-2
Grano Fino	F Fine	ML23484-0	ML23484-2
		ML23484-4	

835 · Cilindro corto

ISO Ø 1/10 mm			
FG	010	012	014
L (mm)	4,0	4,0	4,0
Grano Grueso	C Coarse	ML23409	ML23410
Grano Medio	M Medium	ML21117	ML21118
Grano Fino	F Fine	ML23486-0	ML23486-2
		ML23486-4	




836 · Cilindro corto hombro paralelo

ISO Ø 1/10 mm			
FG	012	014	018
L (mm)	6,0	6,0	6,0
Grano Grueso	C Coarse	ML23411-2	ML23411-6
Grano Medio	M Medium	ML20325	ML20326
Grano Fino	F Fine	ML23487-2	ML23487-4
		ML23487-8	



837 · Cilindro larga hombro paralelo

ISO Ø 1/10 mm			
FG	012	014	016
L (mm)	8,0	8,0	8,0
Grano Grueso	C Coarse	ML23415	ML23416
Grano Medio	M Medium	ML20331	ML20332
Grano Fino	F Fine	ML23462-A	ML23462-B
		ML23462-C	



837KR · Cilindro XL borde redondeado

ISO Ø 1/10 mm		
FG	012	014
L (mm)	8,0	8,0
Grano Grueso	C Coarse	ML23418
Grano Medio	M Medium	ML20332-K
Grano Fino	F Fine	ML23488-2
		ML23488-4



885 · Cilindro biselado

ISO Ø 1/10 mm		
FG	012	014
L (mm)	7,5	7,5
Grano Grueso	C Coarse	ML23444
Grano Medio	M Medium	ML20537
Grano Fino	F Fine	ML23485-2
		ML23485-4





881 · Cilindro redondeado					
ISO Ø 1/10 mm					
FG	012	014	016	018	
L (mm)	8,0	8,0	8,0	8,0	
Grano Grueso	C	ML23441	ML23442	ML23443	ML23443-8
Grano Medio	M	ML20525	ML20526	ML20527	ML20527-8
Grano Fino	F	ML23489-2	ML23489-4	ML23489-6	ML23489-8

878 · Cilindro torpedo			
ISO Ø 1/10 mm			
FG	012	014	016
L (mm)	8,0	8,0	8,0
Grano Grueso	C	ML23437	ML23438
Grano Medio	M	ML20496	ML20497
Grano Fino	F	ML23475-2	ML23475-4



879 · Cilindro torpedo		
ISO Ø 1/10 mm		
FG	012	014
L (mm)	10,0	10,0
Grano Grueso	C	ML23438-D
Grano Medio	M	ML20506
Grano Fino	F	ML23476-2



Llama

862 · Llama cilindro		
ISO Ø 1/10 mm		
FG	012	014
L (mm)	8,0	8,0
Grano Grueso	C	ML23447-1
Grano Medio	M	ML20460
Grano Fino	F	ML23491



860 · Llama cilindro		
ISO Ø 1/10 mm		
FG	012	
L (mm)	5,0	
Grano Grueso	C	ML23445-A
Grano Medio	M	ML20449
Grano Fino	F	ML23477-0



Torpedo

878K · Torpedo cónico				
ISO Ø 1/10 mm				
FG	012	014	016	018
L (mm)	8,0	8,0	8,0	8,0
Grano Grueso	C	ML23438-3	ML23438-K	ML23438-6
Grano Medio	M	ML20501	ML20502	ML20503
Grano Fino	F	ML23495-2	ML23495-4	ML23495-6



Cónicas

845 · Cónica corta

ISO Ø 1/10 mm		
FG	012	014
L (mm)	4,0	4,0
Grano Grueso	C	ML23425-2
Grano Medio	M	ML20358
Grano Fino	F	ML23490-2

848 · Cónica larga

ISO Ø 1/10 mm		
FG	014	016
L (mm)	10,0	10,0
Grano Grueso	C	ML23423-4
Grano Medio	M	ML20380
Grano Fino	F	ML23492-4



856 · Cónica redondeada

ISO Ø 1/10 mm		
FG	012	014
L (mm)	8,0	8,0
Grano Grueso	C	ML23432-1
Grano Medio	M	ML20423
Grano Fino	F	ML23467



Lanza

852 · Lanza de cono apuntado

ISO Ø 1/10 mm		
FG	014	018
L (mm)	6,0	6,0
Grano Grueso	C	ML23430-A
Grano Medio	M	ML20398
Grano Fino	F	ML23464



859 · Lanza de cono apuntado

ISO Ø 1/10 mm		
FG	010	014
L (mm)	10,0	10,0
Grano Grueso	C	ML23434-0
Grano Medio	M	ML20440
Grano Fino	F	ML23472

955 · Lanza redondeada

ISO Ø 1/10 mm		
FG	008	010
L (mm)	4,0	4,0
Grano Grueso	C	ML23446-B
Grano Medio	M	ML20559-B
Grano Fino	F	ML23496-B



Balón de Rugby



368 · Football apuntada			
ISO Ø 1/10 mm			
FG	016	021	023
L (mm)	3,5	5,0	5,0
Grano Grueso	C	ML23402	ML23402-1
Grano Medio	M	ML20222	ML20212-1
Grano Fino	F	ML23452	ML23453-1

379 · Football redondeada			
ISO Ø 1/10 mm			
FG	018	023	
L (mm)	3,5	4,5	
Grano Grueso	C	ML23448-8	ML23448
Grano Medio	M	ML20249	ML20250
Grano Fino	F	ML23451-8	ML23451-3




Rueda



909 · Rueda			
ISO Ø 1/10 mm			
FG	039		
L (mm)	1,3		
Grano Grueso	C	ML23446	
Grano Medio	M	ML20555	
Grano Fino	F	ML23496-9	

Freseros



- Esterilizable en frío.
- Capacidad para 12 fresas.

CA	ML26606
FG	ML26602

Cajas desinfección de fresas

Azul	ML26619
Rosa	ML26619-R





www.medicaline.es

info@medicaline.es · 964 25 25 52

Pol. Ind. Ciudad del Transporte · C/ Luxemburgo, 75
12006 · Castellón · España

Solicite los productos Medicaline a su depósito dental.

MLCATGEN_C2402131600_ES